



M 8034

Zdravotnická laboratoř č. 8034 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO 15189:2013

Adresa pracoviště:

Genetická laboratoř

Genetika Plzeň, s.r.o., Parková 1254/11a, 326 00 Plzeň

Telefon: +420 377 241 529, +420 603 174 793



# PRŮVODKA NA IMUNOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Razítko, podpis, IČP, adresa, kontakt žadatele:	Odběr provedl:	Datum / čas odběru:	Číslo karty:
	Vzorek přijal:	Datum / čas přijetí v laboratoři:	Číslo vzorku:

## INFORMACE O PACIENTOVI

Jméno:	Pohlaví:	Bydliště:
Příjmení:	<input type="checkbox"/> ŽENA <input type="checkbox"/> MUŽ	Telefon:
Číslo pojištěnce:	Datum narození:	E-mail:
Zdravotní pojišťovna:		Diagnóza:

ODEBRANÝ MATERIÁL / ODBĚROVÝ SYSTÉM	ANTIFOSFOLIPIDOVÉ PROTILÁTKY PROTI	PROTILÁTKY PROTI	VYŠETŘENÍ SPERMOGRAMU
<b>Periferní krev</b> Vacuette - Z Serum Clot Aktivátor (červené víčko)	ph - serinu IgG, IgM	Spermíím	Pohyb, morfologie, koncentrace spermíí
<b>Ovulační sekret</b> Kapiláry	ph - ethanolaminu IgG, IgM	Zona pellucida - oocyt	Spermioqram
<b>Ejakulát</b> Sterilní kontejner - červené víčko	ph - inositolu IgG, IgM	Ovariím	Kapacitace spermíí (AIH)
<b>Peritoneální tekutina a Folikulární tekutina</b> Sterilní skumavky	kys. fosfátové IgG, IgM	<b>VYŠETŘENÍ OVULAČNÍHO SEKRETU</b>	<b>Délka pohlavní abstinence</b> (počet dní)
Jiné:	ph - glycerolu IgG, IgM	Protílátky proti spermíím	<b>INTRAAKROZOMÁLNÍ ENZYMY (HS8, HS14)</b>
	kardiolipinu IgG, IgM	Kremer test	<b>PROTILÁTKY PROTI SPERMÍÍM</b>
	beta 2 - glykoproteinu I, IgA, IgG	<b>DALŠÍ ÚDAJE A POZNÁMKY</b>	<b>OXIDAČNÍ STRES SPERMÍÍ</b>
	annexinu V IgG, IgM		